



GENEFILL DX

Acido ialuronico cross-linkato per stimolare la produzione di collagene

Aumentando l'elasticità della pelle e sostenendo la produzione di collagene, **Genefill DX** può essere utilizzato per l'aumento delle guance, per levigare le pieghe naso-labiali, nonché per le rughe profonde e le linee di espressione del volto.

INDICAZIONI Rughe medie e profonde, aumento degli zigomi, definizione della mascella, correzione del mento

BENEFICI Aumento del volume, idratazione della pelle, incremento dell'elasticità, effetto riempitivo e lisciante

ACIDO IALURONICO CROSS LINKATO 14mg/ml

DESTRANOMERI 50mg/ml

VOLUME PER SIRINGA 1.0ml

AGO INCLUSO 25G

PROFONDITÀ DI INIEZIONE Ipoderma