



## GENEFILL SOFT FILL

Con un'alta concentrazione di acido ialuronico reticolato, ideale per la correzione di rughe profonde, guance e correzioni naso-labiali, **Genefill Soft Fill** è indicato per il ripristino del volume e del contorno del viso, sostituendo l'acido ialuronico perso dalla pelle.

**INDICAZIONI** Rughe medie e profonde, correzione profilo del naso, aumento degli zigomi e delle labbra, definizione della mascella, correzione del mento

**BENEFICI** Aumento del volume e forte effetto levigante

**ACIDO IALURONICO NON CROSS LINKATO** 2mg/ml

**ACIDO IALURONICO CROSS LINKATO** 20mg/ml

**VOLUME PER SIRINGA** 1.0ml

**AGO INCLUSO** 30G

**PROFONDITÀ DI INIEZIONE** Mesoderma

Non iniettare Genefill Soft Fill nella regione periorbitale (palpebra, zampe di gallina, cerchi sotto gli occhi).